

First class pumps for first class science

Dealer: Chemic als tel:080-476-10-66 fax:080-476-11-26 e-mail chemic@chemic.it www:chemic.it

Data Sheet I 032

Pompa per vuoto e compressore a membrana da laboratorio N 022__.18

Pompa per vuoto a membrana, in esecuzione portatile

- per trasportare, generare il vuoto e comprimere aria, gas e vapori, senza contaminazione di olio
- elevate prestazioni e lunga durata,

Caratteristiche tecniche

- per trasportare, generare il vuoto e comprimere aria, gas e vapori, senza contaminazione di olio
- funzionamento con alte prestazioni in maniera silenziosa
- totale assenza di manutenzione
- lunga durata
- esecuzioni resistenti a corrosione
- tenuta di gas, 6·10⁻³ mbarl/s tuttavia non controllata di serie
- di semplice utilizzo



N 022 AN.18

Esecuzioni e dati di esercizio:

Tipo	Testata	Membrana	Valvole	Portata max	Vuoto finale	Max. pressione
				a press. atm		di esercizio
N 022 AN.18	alluminio	Neoprene	acciaio inox	15 NI/min	100 mbar a.	4 bar rel.
N 022 AV.18	alluminio	FPM	acciaio inox	15 NI/min	100 mbar a.	2 bar rel.
N 022 AT.18	alluminio	PTFE	acciaio inox	12,7 NI/min	100 mbar a.	4 bar rel.
N 022 SN.18	acciaio inox	Neoprene	Neoprene	15 NI/min	100 mbar a.	4 bar rel.
N 022 SV.18	acciaio inox	FPM	FPM	15 NI/min	100 mbar a.	2 bar rel.
N 022 ST.18	acciaio inox	PTFE	PTFE	12,7 NI/min	100 mbar a.	4 bar rel.

Dati tecnici:

Max. temperatura gas ed ambiente: 40 °C Motore: 230 V / 50 Hz Grado di protezione: IP 20 Potenza P₁: 100 W Assorbimento di corrente: 0,7 A Dimensioni d'ingombro: 203x194x103 mm Portagomma: DN₆ Peso: ca. 4 kg

Accessori:

Filtro silenziatore: 07.010
Valvola regolazione vuoto con vacuometro: N 022-000350
Valvola regolazione pressione con manometro: N 022-000349
Valvola di sovrapressione regolabile tra 0,5 e 4 bar: 200/8


A richiesta motori per altre tensioni, frequenze e protezioni.




First class pumps for first class science


Data Sheet I 032

Dimensioni (mm)



Curva caratteristica





Salvo modifiche tecniche Stampato in Italia 01/2004

Dealer: Chemic als tel:080-476-10-66 fax:080-476-11-26 e-mail chemic@chemic.it www:chemic.it